



제허15-425호  
정형용교정장치



# e 440

Chiropractic Adjusting Table

- Elevation
- Cox Technic
- Full auto 3 Drop
- Auto Flexion Angle
- Cervical Drop (2Type)
- Auto Flexion Holding Time



제조원 : (주)에이티시스템  
경기도 성남시 중원구 순환로 210, 이노트리빌딩 405호  
고객센터(A/S) 1661-2335 www.e-chiro.co.kr

“본 제품은 의료기기입니다.”

※현대해상화재보험 생산물배상책임보험 1억원 가입

## e 440의 특징

- Manual COX. Technic (Circumduction, Pelvic Lateral Bending)
- Cervical vertical Drop (일자목 교정)
- Pelvic Flexion 각도 설정
- Pelvic Flexion 상, 하점 정지 시간 설정
- Flexion 정지시 자동수평기능
- Lateral 사용 후 원터치 수직 정렬 기능6
- 그래픽 LCD 사용으로 기기의 전반적인 상태를 한번에 파악 (자가진단기능 포함)
- 모든 스위치를 기기에 부착하여 이동 및 사용의 편리함
- 기기에 과부하가 걸릴 경우 자동으로 정지시켜 기기를 보호

## e 비교표

	E-Chiro	AT-440	C사	I사	FXTable
Auto Flexion		O	O	O	O
Flexion Speed		3단계	10단계	5단계	20단계
Flexion Angle		O	X	X	O
Flexion Holding Time		O	X	X	X
Flexion 정지시 골반쿠션 자동수평		O	X	X	O
Drop	5	4	3	3	5
Drop Away		O	O	O	O
Elevation		O	O	O	O
Lateral Bending		골반	상체	상체	골반
신장조절		O	O	O	O
스위치류 (Start, Drop, Elevation)		본체일체형	본체외부	본체외부	본체외부
Lateral Bending 후 경비수직정렬		원터치 자동정렬	수동정렬	수동정렬	수동정렬
과전류 자동정지 (안전장치)		O	X	X	O

### e 440 Functions

- Auto Flexion
- Auto Flexion Angle (3도~22도)
- Auto Flexion Holding Time (1~5초)
- Auto Drop (머리, 가슴, 골반)  
: 머리(사선, 수직)
- Manual Cox(OPTION)
- 흉부 Drop-Away
- 신장조절 (팔, 다리)
- Elevation

### e 440 Specification

- 공급전압 : AC 220V / 60Hz
- Length : 1756(W) x 656(D)mm
- Height : 590(Min) ~ 760(MAX)mm
- Weight : 140kg

### e 구성품

- 본체, 에어공급장치, 롤지, 사용설명서, 에어호스, 전원케이블



Elevation switch Flexionswitch  
반자동 switch

#### 제어패널 설정



Lateral Bending (Pelvic)



Elevation



Auto Flexion



Cervical Drop (수직, 사선)



Circumduction